

## Descrierea

### **ANALIZOR CIFRA OCTANICA**

conform ASTM D2699 si D2700.

Aparat portabil pentru determinarea cifrei octanice la benzene si optional a cifrei cetanice pentru motorina, Cifra octanica se masoara prin metoda spectrofotometrica NIR.

- ANALIZOR CIFRA OCTANICA
- Determinare Cifra cetanica (optional)
- Calibrari aditionale carburanti (optional)

**Producator: Koehler – SUA**

Cod produs: K88600



Pentru oferta detaliata va rugam sa ne contactati :Multi-Lab SRL